

**Automaat:****INDUCTIEBOX LARGE VOOR EUTHANASIE 100L**

Volledig bereik zonder dode hoeken – Dubbele CO2 inductie

Afmetingen extern : 685 x 588 x 265 mm

Afmetingen intern : 655 x 558 x 245 mm

Capaciteit : 1 type IV kooi of

2 type III kooien of

3 type IIL kooien of

6 type II kooien

Art.nr.: 4211293

**INDUCTIEBOX MEDIUM VOOR EUTHANASIE 45L**

Volledig bereik zonder dode hoeken – Dubbele CO2 inductie

Afmetingen extern : 555 x 225 x 240 mm

Afmetingen intern : 525 x 390 x 220 mm

Capaciteit : 1 type IIL kooi of

1 type II kooi

Art.nr.: 4211245

**INDUCTIEBOX SMALL VOOR EUTHANASIE 17,5L**

Volledig bereik zonder dode hoeken – Dubbele CO2 inductie

Afmetingen extern : 400 x 245 x 200 mm

Afmetingen intern : 370 x 215 x 180 mm

Capaciteit : 1 type IIL kooi of

1 type II kooi

Art.nr.: 4211275

**Automaat & TEG:**

**Filter CO2** (inhoud 2,85 l) Soda Lime (met kleurindicatie)(gebruiksduur 15 – 35 cycli)

De soda lime kleurt grijs/grauw als deze niet meer actief is en dient dan vervangen te worden.

Let op: CHEMISCH AFVAL

**Programmeerbare euthanasie protocollen**

2 voorgeprogrammeerde protocollen

Euthanasie protocollen per diersoort, per stam, per kooitype mogelijk (4 programma's per kooitype beschikbaar)

Drukdetectie

**5 stappen euthanasie**

1. CO2 mix-inductie Lucht & CO2 (% configuratie in het menu)

*Geleidelijke inductie; slap, zonder pijn en verstikking*

2. Onderhoudsperiode CO2 (geen aanvoer van lucht/CO2)
3. Euthanasiefase puur CO2 (100% CO2)
4. Euthanasiefase onderhoudsperiode (geen aanvoer van lucht/CO2)
5. Spoeling (100 % Lucht) => < 3 % CO2

*De co2 wordt door de lucht invoer uit de box door het filter gedrukt, er is geen separate co2 afzuiging nodig*

## Benodigde voorzieningen

Perslucht  $\geq 3$  bar / CO2  $\geq 3$  bar / elektrische voeding 220V/ 50 Hz

## Cyclus voorbeeld

Muis: 2 min – 0 min – 2 min – 0 min – 5 min

Rat: 3 min – 0 min – 3 min – 0 min – 5 min

Bij dieren in slechte conditie is het verstandig om enkele minuten meer toe te voegen, ook bijvoorbeeld bij zwarte muizen en ratten met een hoge apneu capaciteit. (stage 2 en 4)

## Alarm

Geen flow (geen druk) => rood lampje FLOW

Overdruk in de box => rode vlag PRESSURE

Na de cyclus is het mogelijk om step by step flow recap op te roepen in het menu

## Let op

Zorg er altijd voor dat de perslucht en CO2 bronnen in orde zijn om niet goed uitgevoerde en of afgebroken cycli te voorkomen.

## Menu

Easy use; zoals een iPad

## Beveiligingslevel (optie)

Fine tuning programma's: 1 password level ( on/off)